



neodisher® Dekonta AF



Rengörings- och desinfektionsmedel för maskinell behandling av sängramar och transportvagnar

Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Kombinerad rengöring och desinfektion i dekontamineringsystem av t.ex. sängramar, instrumentbehållare, operationsbord, transportvagnar och kirurgiska skor
- Kombinerad maskinell rengöring och desinfektion av personlig skyddsutrustning (PPE)¹.

Effektspektrum:

- Baktericid, levurocid och begränsad virucid effekt
- Effektiviteten har testats och bekräftats i enlighet med europeiska standarder och uppfyller därmed kraven i EN 14885
- Effekten mot höljeförsedda virus (inkl. HBV, HIV, HCV) har även testats och bekräftats i enlighet med DVV/RKI²-riktlinjerna
- Registrerat på IHO³:s lista över desinfektionsmedel

Särskilda egenskaper:

- Fritt från aldehyder
- Snabb effektivitet och högt materialskydd
- Appliceringslösningarna ligger inom det pH-neutrala området mellan pH 5–8 vid användning av avhärdat vatten
- Uppfyller kraven i AK-BWA⁴ och ISO 15883-7

Användning och dosering:

neodisher Dekonta AF kan användas i dekontamineringsystem. Doseringen sker via maskinens egen doseringsapparat. Koncentration, temperatur och verkningstid beror på maskintyp.

Följande verkningsgrader har demonstrerats under hög belastning:

Kombinerad rengöring och desinfektion i dekontamineringsystem av t.ex. sängramar, instrumentbehållare, operationsbord, transportvagnar och kirurgiska skor

	50 °C	55 °C	60 °C
Baktericid (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1,0 %), 2 min 5 ml/l (0,5 %), 5 min	10 ml/l (1,0 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min
Levurocid (EN 13624, EN 14562)	7,5 ml/l (0,75 %), 5 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min
Begränsat virucid (EN 14476, EN 17111, DVV/RKI ²)	10 ml/l (1,0 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min

Kombinerad rengöring och desinfektion av personlig skyddsutrustning¹ i rengörings- och desinfektionsapparater och centrifuger

Baktericid, levurocid, begränsat virucid	10 ml/l (1,0 %), 5 min, 50 °C 10 ml/l (1,0 %), 2 min, 55 °C
--	--

Den processrelaterade reduktion av bakterier på 5 log-nivåer (*Enterococcus faecium*) som krävs enligt AK-BWA⁴ har demonstrerats i olika processer och dekontamineringsystem (t.ex. Getinge Cleanstation 9120, Dirschl WAT/WDT, Kannegießer CWD-D behållarsluss, Reha Wash typ 313).

Kompatibilitet med spolglans och sköljmedel från neodisher, som rekommenderas för maskinell behandling av sängramar, instrumentbehållare och operationsbord samt transportvagnar och kirurgiska skor i dekontamineringsystem och som kommer in i dekontamineringslösningen via sköljvattnet, garanteras.



neodisher® Dekonta AF

neodisher Dekonta AF leder till ett surt pH-värde i appliceringslösningen vid användning av avmineraliserat vatten. I dessa fall ska du se till att alla delar är syrafasta.

Syrabeständiga avloppsledningar krävs vid avrinning av sura lösningar. Rör av eternit och gjutjärn är olämpliga och kräver föregående neutralisering av avloppslösningen.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Efter användning måste neodisher Dekonta AF-appliceringslösning sköljas helt med vatten (helst avmineraliserat). Genom att använda helt avmineraliserat vatten i sista sköljningen förhindras vattenfläckar samtidigt som anodiserat aluminium skyddas.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt
- Behandling av medicintekniska produkter måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden
- Bruksanvisningen från tillverkaren av dekontamineringsystemet, rengörings- och desinfektionsapparaten och centrifugen måste följas
- Behandling av medicintekniska produkter: Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664 och rekommendationerna från AK-BWA⁴ i den aktuella utgåvan av AK-BWA-broschyren "Maskinell dekontaminering"
- Behandling av personlig skyddsutrustning¹: Följ PPE-tillverkarens rekommendationer för behandling
- Får inte blandas med andra produkter.
- *Var försiktig när du använder desinfektionsmedel.*
Läs alltid produktinformationen och etiketten innan medlet används.

Expertutlåtanden/listor:

Desinfektionens effektivitet har bekräftats av experter. neodisher Dekonta AF har använts och fått positiva omdömen av olika test- och godkännandeorgan i samband med godkännanden av personlig skyddsutrustning¹ med avseende på materialkompatibilitet.

Vi ger gärna expertutlåtanden på begäran.

Tekniska data:

pH-värde	6,3–5,4 (4–10 ml/l, bestämt i avhärdat vatten 15 °d till 0 °d, 20 °C)
Viskositet	< 10 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:

< 5 % icke-joniska tensider
även desinfektionsmedel

Aktiva ingredienser i 100 g:

2,25 g bensalkoniumklorid, 0,7 g N,N-didecyl-N-metyl-poly(oxietyl)ammoniumpropionat

CE-märkning:

neodisher Dekonta AF uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan 0 °C och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 3 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen .

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- samt miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

När produkten används på avsett sätt är den ofarlig i enlighet med relevanta riktlinjer för livsmedelshantering.

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4018/3-8

Version: 05/2020

¹ Personlig skyddsutrustning, kemiska skyddskläder inklusive dykutrustning (PPE)

² I enlighet med testriktlinjerna från Robert Koch-istitutet (RKI) och Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (Tyska föreningen för bekämpning av virussjukdomar, DVV)

³ Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz (Industriell förening för hygien och yttskydd, IHO)

⁴ Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (Arbetsgrupp för dekontamineringsystem för sängmaror och vagnar)

