



neodisher® SBK



Särskilt sköljmedel för användning i rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken



Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Kalkbindning och eftersköljning vid behandling av bäcken och urinflaskor i rengörings- och desinfektionsapparater med ångdesinfektion

Effektspektrum:

- Förebygger effektivt kalkavlagringar i ånggenerator, rörsystem och munstycken, även vid höga vattenhårdheter
- Med specialkomponenter för effektiv bindning av vattenhårdhet
- För snabb och fläckfri torkning

Särskilda egenskaper:

- Skumreducerande, lämpligt för alla syrabeständiga rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken och urinflaskor med ångdesinfektion
- Kan användas med alla vattenhårdheter
- Surt inställt, baserat på organiska syror

Användning och dosering:

neodisher SBK används i rengörings- och desinfektionsapparater för bäcken och urinflaskor med ångdesinfektion. Doseringen sker via maskinens doseringsapparater och är 0,5–1,5 ml/l beroende på vattnets hårdhet. Säkerställ syrabeständighet hos doseringssystem och ånggeneratorer.

Vid envis nedsmutsning rekommenderar vi extra användning av neodisher SBR extra, ett specialrengöringsmedel för bäcken och urinflaskor.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Spola doseringssystemet inkl. sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.
- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664.
- Bruksanvisningar från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.
- Får inte blandas med andra produkter.

Tekniska data:

pH-värde	3,7–3,0 (0,5–1,5 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:
< 5 % polykarboxylat
även konserveringsmedel (kaliumsorbat, metylklorisotiazolinon/metylisotiazolinon)


CE-märkning:

neodisher SBK uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.



Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan 0 och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 3 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen .

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- och miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare.
Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4006/3-3 Version 03/2020