



KLORILL

Desinfektion

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Klorbaserat effektivt desinfektionsmedel för arbetsytor såsom skärbrädor och verktyg inom livsmedelshantering.

PRODUKTEGENSKAPER

Lagringsstabil, klorbaserat pulver. Även rengörande och blekande verkan.

Verksamt ämne per 100 g produkt:
Natriumdikloroisocyanurat dihydrat 13g

BENÄMNING	Klorill
PRODUKTGRUPP	Köksrengöring/Desinfektion
UTSEENDE	Vitt granulat
DENSITET	1120 kg/m ³
PH	ca 9

DOSERINGSANVISNING

20 gram/10 liter vatten
Inverkningstid: 15 min. Skölj därefter med vatten.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.	ENHET	ANTAL/KRT
10950	1,7 kg kapsel	6

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Förvaras svalt, skyddat från solljus.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Kemiskt produkt, tillämpa normal aktsamhet vid hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos
Giftinformationscentralen, tel 112.

Tillverkare
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

Rekal Svenska AB är
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.



Rekal Svenska AB är
miljöcertifierade
enligt ISO 14001.



REKAL
SHINING EVERYDAY